

W każdym wierszu nanieś pipetą Pasteura po jednej kropli badanej substancji, a następnie na tą kroplę nanieś jedną kroplę pipetą Pasteura odpowiedni wskaźnik. Zapisz obserwacje i wnioski.

Wskaźnik	1.	2.	3.	4.
Substancja	oranż metylowy	fenoloftaleina	wywar z czerwonej kapusty	uniwersalny papierek wskaźnikowy
B A R W A				
Ocet				
sok z cytryny				
sok z grejpfruta				
sok z kiszonych ogórków				
woda destylowana				
mydło w płynie				
płyn do szyb				
pasta do zębów				
wodny roztwór wodorotlenku sodu				
wodny roztwór środka do udrażniania rur				
rozcieńczony kwas solny				
woda z cukrem				